

Набор стандартных эритроцитов **GRADBIOMED®**
для качественного определения антигрупповых антител
к антигенам эритроцитов методом агглютинации

(регистрационное удостоверение РЗН 2022/18356 от 27.09.2022)



- GBM R-Cell O-A₁-B 10%**
для работы на плоскости
(с планшетами)



- GBM R-Cell A₁-B 0,8%**
для работы с гелевыми
картами

**Инновационная разработка от российского
производителя!**



Что отличает набор стандартных эритроцитов **GRADBIOMED®:**

GBM R-Cell O-A₁-B 10%

Возможность работы со взвесью клеток



- полное использование всего реагента благодаря высокой концентрации и длительности хранения обеспечивает рациональную экономию бюджета;
- стабильный и воспроизводимый результат исследования;

GBM R-Cell A₁-B 0,8%

Высокое качество и уникальные свойства консерванта



- четкая визуализация результата исследования;
- применение для автоматических и ручных методов с использованием гелевых карт.

Аналитические характеристики:

- Чувствительность - 100%
- Специфичность - 100%.

Характеристики набора стандартных эритроцитов **GRADBIOMED®:**

Наименование варианта исполнения	Срок годности	Формат упаковки и концентрация стандартных эритроцитов
GBM R-Cell O-A ₁ -B 10%	70 дней (10 недель)	3 флакона по 10 мл, 10%-ная концентрация
GBM R-Cell A ₁ -B 0,8%		2 флакона по 10 мл, 0,8%-ная концентрация