

МЕДПОСТАВКА

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

DIAGON D-Check D

Регистрационное удостоверение РЗН 2013/241 от 06.03.2013



DIAGON D-Check D – это:

- Аттестованные значения для широкого перечня гематологических анализаторов, что позволяет использовать один контрольный материал на нескольких приборах
- Варианты 3-Diff, 5-Diff и 5-Diff + RETIC + NRBC обеспечивают контроль всех параметров, которые измеряет лаборатория
- Высокая стабильность после вскрытия: 30 дней для 3-Diff и 21 день для 5-Diff и 5-Diff + RETIC + NRBC

Уверенность в результате начинается с контроля



консультация и подбор
контроля для вашего
анализатора

8 800-600-56-50
medpostavka@bk.ru | medpostavka.su



МЕДПОСТАВКА

О компании DIAGON

- DIAGON — венгерская компания, основанная в 1989 году. Она разрабатывает и производит коагулометры, гематологические анализаторы и реагенты для них.
- Отдельное направление DIAGON - производство контрольной крови для внутрилабораторного контроля качества гематологических исследований.

DIAGON предлагает аттестованные контрольные материалы для большинства популярных гематологических анализаторов:

**АВАКОР • Abbott • Boule • Diatron • Dirui • Dymind
Genrui • Horiba ABX • Maccura • Mindray
Nihon Kohden • Rayto • Sysmex • URIT**

(Доступны таблицы значений для широкого перечня моделей анализаторов)

Почему выбирают D-Check D?

- Независимый производитель в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15189-2024, раздел 7.3.7.2 «Внутренний контроль качества»
- Единый контрольный материал для 5-DIFF, RETIC и NRBC-параметров
- Большие сроки годности для экономичного планирования закупок
- Разнообразные варианты фасовки под потребность лаборатории
- Методическая и сервисная поддержка при подборе и работе с контролем

Тип контроля	3•Diff	5•Diff	5•Diff +RETIC +NRBC
Срок годности	180 дней	120 дней	120 дней
Срок стабильности после вскрытия	30 дней	21 день	21 день
Количество параметров	10-19	22-28	30-48
Варианты фасовки	2,5 / 4,0 мл	3,0 / 4,5 мл	3,0 / 4,5 мл

DIAGON D-Check D

Контроль, который помогает доверять результату



консультация и подбор
контроля для вашего
анализатора

8 800-600-56-50
medpostavka@bk.ru | medpostavka.su

