

Варианты исполнения и артикулы.

Артикул	Объем	Вариант аттестации	Наименование
D_18T_2,5L	2,5 мл	3-diff — расширенная аттестация	Контроли для автоматических гематологических анализаторов МЕК: Контроль D-Check D низкий (D-Chek D L), 2,5 мл
D_18T_4L	4 мл	3-diff — расширенная аттестация	Контроли для автоматических гематологических анализаторов МЕК: Контроль D-Check D низкий (D-Chek D L), 4 мл
D_18PT_2,5L	2,5 мл	3-diff — Sysmex KX-21N, XP-300	Контроли для автоматических гематологических анализаторов МЕК: Контроль D-Check D низкий (D-Chek D L), 2,5 мл
D_18PT_4L	4 мл	3-diff — Sysmex KX-21N, XP-300	Контроли для автоматических гематологических анализаторов МЕК: Контроль D-Check D низкий (D-Chek D L), 4 мл
D_5DT_3L	3 мл	5-diff	Контроли для автоматических гематологических анализаторов МЕК: Контроль D-Check D низкий (D-Chek D L), 3 мл
D_5DT_4,5L	4,5 мл	5-diff	Контроли для автоматических гематологических анализаторов МЕК: Контроль D-Check D низкий (D-Chek D L), 4,5 мл
D_5DPT_3L	3 мл	5-diff + RETIC + NRBC	Контроли для автоматических гематологических анализаторов МЕК: Контроль D-Check D низкий (D-Chek D L), 3 мл
D_5DPT_4,5L	4,5 мл	5-diff + RETIC + NRBC	Контроли для автоматических гематологических анализаторов МЕК: Контроль D-Check D низкий (D-Chek D L), 4,5 мл