

Варианты исполнения и артикулы.

Артикул	Объем	Вариант аттестации	Наименование
D_18T_2,5H	2,5 мл	3-diff — расширенная аттестация	Контроли для автоматических гематологических анализаторов МЕК: Контроль D-Check D высокий (D-Chek D H), 2,5 мл
D_18T_4H	4 мл	3-diff — расширенная аттестация	Контроли для автоматических гематологических анализаторов МЕК: Контроль D-Check D высокий (D-Chek D H), 4 мл
D_18PT_2,5H	2,5 мл	3-diff — Sysmex KX-21N, XP-300	Контроли для автоматических гематологических анализаторов МЕК: Контроль D-Check D высокий (D-Chek D H), 2,5 мл
D_18PT_4H	4 мл	3-diff — Sysmex KX-21N, XP-300	Контроли для автоматических гематологических анализаторов МЕК: Контроль D-Check D высокий (D-Chek D H), 4 мл
D_5DT_3H	3 мл	5-diff	Контроли для автоматических гематологических анализаторов МЕК: Контроль D-Check D высокий (D-Chek D H), 3 мл
D_5DT_4,5H	4,5 мл	5-diff	Контроли для автоматических гематологических анализаторов МЕК: Контроль D-Check D высокий (D-Chek D H), 4,5 мл
D_5DPT_3H	3 мл	5-diff + RETIC + NRBC	Контроли для автоматических гематологических анализаторов МЕК: Контроль D-Check D высокий (D-Chek D H), 3 мл
D_5DPT_4,5H	4,5 мл	5-diff + RETIC + NRBC	Контроли для автоматических гематологических анализаторов МЕК: Контроль D-Check D высокий (D-Chek D H), 4,5 мл